

★ALL ベスポンサ療法【1クール目】

				休薬最終日
	Day1	Day8	Day15	Day21
注射	点滴(D.I.V.) … 1 べスポンサ注【規格分解用】 … 0.01mg ★大塚生食注 50mL … 1瓶 大塚蒸留水【規格分解用】 … 0.01mL 所要時間:1時間0分 1V当り4mlで溶解して下さい。 遮光して下さい。 1回	点滴(D.I.V.) … 1 べスポンサ注【規格分解用】 … 0.01mg ★大塚生食注 50mL … 1瓶 大塚蒸留水【規格分解用】 … 0.01mL 所要時間:1時間0分 1V当り4mlで溶解して下さい。 遮光して下さい。 1回	点滴(D.I.V.) … 1 べスポンサ注【規格分解用】 … 0.01mg ★大塚生食注 50mL … 1瓶 大塚蒸留水【規格分解用】 … 0.01mL 所要時間:1時間0分 1V当り4mlで溶解して下さい。 遮光して下さい。 1回	
検査				